

Zal. nr 3 do postępowania LAP/19H/WM-CH/2021

Lp	Producent (wpisuje wykonawca)	NAZWA MATERIAŁU	Nazwa zwyyczajowa	Parametry (do wyboru przez Zamawiającego)	Kod produktu	DEPOZYT	Jednostka miary sprzedaży (wymagania Zamawiającego)	Ilość J.M w przetargu (wymagania Zamawiającego)	Cena za J.M. Netto (wpisuje Wykonawca)	Wartość netto (wpisuje Wykonawca)	Vat%	Wartość brutto (wpisuje Wykonawca)
					(akceptuje, wpisuje lub zmienia Wykonawca)							
1		Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa fluorowego w rozmiarach: 4, 6, 8, 10, 12,5, 15 mm, średnicy minimum 22 Fr. Proteza uniwersalna do wszczepiania pierwotnego podczas laryngotomii i do wszczepiania wtórnego do przetoki wytworzonej po zagłębieniu tracheostomii. Posiadająca pierścien z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kolnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dościsła przedniego - przez tracheostomię oraz z dościsła tylnego - od strony przełyku z użyciem giętkiej przewodnicy lub posiadająca dodatkowy trzeci kolnierz od strony przełyku, w celu lepszego uszczelnienia przetoki. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Możliwość założenia protezy z użyciem podajnika, samej koszulki podajnika lub z użyciem kapsułki. Proteza bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. Proteza jest łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki. Proteza jest w opakowaniu sterylnym. Korpus protezy (obudowa jednokierunkowej zastawki) widoczny w promieniach rentgenowskich. Opakowanie zawiera: protezę oraz podajnik, wielorazową szczoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcje dla lekarza i pacjenta w języku polskim. A1 zestaw. Rozmiar oraz rodzaj protezy do decyzji Zamawiającego.	Provox Vega; Provox Vega ExtraSeal	Provox Vega22.5Fr 4mm Provox Vega22.5Fr 6mm Provox Vega22.5Fr 8mm Provox Vega22.5Fr 10mm Provox Vega22.5Fr 12.5mm Provox Vega22.5Fr 15mm Provox Vega XtraSeal 22.5Fr 4mm Provox Vega XtraSeal 22.5Fr 6mm Provox Vega XtraSeal 22.5Fr 8mm Provox Vega XtraSeal 22.5Fr 10mm Provox Vega XtraSeal 22.5Fr 12.5mm Provox Vega XtraSeal 22.5Fr 15mm		PO JEDNEJ Z KĄZDEGO ROZMIARU	Zestaw	30				
2		Zestaw do pierwotnego wszczepiania protez głosowych: 8, 10 lub 12,5 mm, z narzędziami do wykonania zabiegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Zestaw w składzie: - transparentny protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego - zapobiegający perforacji tylnej ściany przełyku, - cienka zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania przewodnicy, - przewodnica z barwionego tworzywa fluoroplastycznego, - rozszerzacz przetoki z termoplastycznego elastomeru i polipropylenu z fabrycznie połączoną protezą głosową z silikonu klasy medycznej i polimeru fluorowego, - szczoteczka do czyszczenia protezy. A1 zestaw Rozmiar oraz rodzaj protezy do decyzji Zamawiającego.	Provox Vega Puncture Set	Provox Vega Puncture Set 22.5Fr 8mm Provox Vega Puncture Set 22.5Fr 10mm Provox Vega Puncture Set 22.5Fr 12.5mm		PO JEDNEJ Z KĄZDEGO ROZMIARU						
RAZEM:									0,00	0,00		0,00